

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/PET/ PE /2019

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH TM & SX PHÚC NGUYỄN**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, tổ dân phố Trên, phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213948686

E-mail: phucnguyen2100@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0901000492

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Chai / Lọ nhựa PET**

2. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn

3. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng gói trong bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.

3. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Nhà sản xuất: XUZHOU PENGXU GLASS PRODUCTS CO.,LTD

- Địa chỉ: 1-117, A11 building OU BEI SHA internation Mall , XuZhou economic and technological Development Zone , Xuzhou , JiangSu , China

III. Mẫu nhãn sản phẩm: xem mẫu nhãn đính kèm.

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 15 tháng 07 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN THÀNH

MẪU NHÃN SẢN PHẨM



Chai nhựa PET – 30ml
PN01



Chai nhựa PET -90ml
PE02



Chai nhựa PET-150ml
PE03



Chai nhựa PET – 100ml
PE04



Chai nhựa PET – 240ml
PE05



Chai nhựa PET – 250ml
PE06



Chai nhựa PET-30ml
PE07



Chai nhựa PET-120ml
PE08



Chai nhựa PET-90ml
PE09















Chai nhựa PET – 160ml
PE010



Chai nhựa PET -300ml
PN021



Chai nhựa PET-220ml
PE012

		
Chai nhựa PET -300ml 492013	Chai nhựa PET -240ml PE014	Chai nhựa PET-100ml PX190910
		
Chai nhựa PET -200ml PE016	Chai nhựa PET -280ml PE017	Chai nhựa PET -350ml PE018
		
Chai nhựa PET -50ml PE019	Chai nhựa PET -380ml PE020	Chai nhựa PET -100ml PE021
		
Chai nhựa PET -400ml PE022	Chai nhựa PET -450ml PE023	Chai nhựa PET -500ml PE024



**Chai nhựa PET -50ml
PE025**



**Chai nhựa PET -90ml
PE026**



**Chai nhựa PET -100ml
PE027**



**Chai nhựa PET -200ml
PE028**



**Chai nhựa PET -250ml
PE029**



**Chai nhựa PET -500ml
PE030**



**Chai nhựa PET -480ml
PE031**



**Chai nhựa PET -900ml
PE032**



**Chai nhựa PET -1000ml
PE033**




**Chai nhựa PET -520ml
PE034**




**Chai nhựa PET -250ml
PE035**



**Chai nhựa PET -500ml
PE036**




**Lọ nhựa PET -5ml
PE037**




**Lọ nhựa PET -100ml
PE038**



**Lọ nhựa PET-120ml
PE039**



**Lọ nhựa PET-200ml
PE040**



**Lọ nhựa PET -180ml
PE041**



**Lọ nhựa PET -500ml
PE042**




**Chai nhựa PET -50ml
PE047**




**Chai nhựa PET -90ml
PE044**




**Chai nhựa PET -100ml
PE045**



**Chai nhựa PET -200ml
PE046**



**Chai nhựa PET -250ml
PE043**



**Chai nhựa PET -500ml
PE048**




**Lọ nhựa PET -5ml
PE049**



**Lọ nhựa PET -100ml
PE050**



**Lọ nhựa PET-150ml
PE051**




**Lọ nhựa PET-200ml
PE052**




**Lọ nhựa PET -250ml
PE053**




**Lọ nhựa PET -500ml
PE054**




**Chai nhựa PET -50ml
PE055**




**Chai nhựa PET -90ml
PE056**




**Chai nhựa PET -100ml
PE057**




**Chai nhựa PET -200ml
PE058**



**Chai nhựa PET -250ml
PE059**




**Chai nhựa PET -500ml
PE060**



**Chai nhựa PET -50ml
PE061**



**Chai nhựa PET -90ml
PE062**




**Chai nhựa PET -100ml
PE063**



**Chai nhựa PET -200ml
PE064**




**Chai nhựa PET -250ml
PE065**



**Chai nhựa PET -500ml
PE066**



**Chai nhựa PET -50ml
PE067**




**Chai nhựa PET -90ml
PE068**



**Chai nhựa PET -100ml
PE069**



**Chai nhựa PET -200ml
PE070**



**Chai nhựa PET -250ml
PE071**



**Chai nhựa PET -500ml
PE072**



**Chai nhựa PET -50ml
PE073**



**Chai nhựa PET -90ml
PE074**



**Chai nhựa PET -100ml
PE074**



**Chai nhựa PET -200ml
PE075**



**Chai nhựa PET -250ml
PE076**



**Chai nhựa PET -500ml
PE077**



**Chai nhựa PET -50ml
PE078**



**Chai nhựa PET -90ml
PE079**



**Chai nhựa PET -100ml
PE080**



**Chai nhựa PET -200ml
PE081**



**Chai nhựa PET -250ml
PE082**



**Chai nhựa PET -500ml
PE083**



**Chai nhựa PET -750ml
PE084**



**Chai nhựa PET -900ml
PE085**



**Chai nhựa PET -100ml
PE086**




**Chai nhựa PET -800ml
PE087**



**Chai nhựa PET -820ml
PE088**




**Chai nhựa PET -850ml
PE089**



**Chai nhựa PET -50ml
PE090**




**Chai nhựa PET -90ml
PE091**




**Chai nhựa PET -100ml
PE092**



**Chai nhựa PET -200ml
PE093**



**Chai nhựa PET -250ml
PE094**



**Chai nhựa PET -500ml
PE095**




**Chai nhựa PET -50ml
PE096**




**Chai nhựa PET -90ml
PE097**



**Chai nhựa PET -100ml
PE098**



**Chai nhựa PET -200ml
PE099**



**Chai nhựa PET -250ml
PE100**




**Chai nhựa PET -500ml
PE101**



**Chai nhựa PET -50ml
PE102**




**Chai nhựa PET -90ml
PE103**




**Chai nhựa PET -100ml
PE104**




**Chai nhựa PET -200ml
PE105**




**Chai nhựa PET -250ml
PE106**




**Chai nhựa PET -500ml
PE107**




**Chai nhựa PET -50ml
PE108**




**Chai nhựa PET -90ml
PE109**



**Chai nhựa PET -100ml
PE110**



**Chai nhựa PET -200ml
PE111**



**Chai nhựa PET -250ml
PE112**



**Chai nhựa PET -500ml
PE113**




**Chai nhựa PET -50ml
PE114**



**Chai nhựa PET -90ml
PE115**



**Chai nhựa PET -100ml
PE116**



**Chai nhựa PET -200ml
PE117**



**Chai nhựa PET -250ml
PE118**




**Chai nhựa PET -500ml
PE119**


010
C
T
ONG
PH
PHA




**Chai nhựa PET -50ml
PE120**




**Chai nhựa PET -90ml
PE121**




**Chai nhựa PET -100ml
PE122**




**Chai nhựa PET -200ml
PE123**




**Chai nhựa PET -250ml
PE124**




**Chai nhựa PET -500ml
PE125**





**Chai nhựa PET -50ml
PE126**















**Chai nhựa PET -90ml
PE127**



**Chai nhựa PET -100ml
PE128**



<p>Chai nhựa PET -200ml PE129</p>	<p>Chai nhựa PET -250ml PE130</p>	<p>Chai nhựa PET -500ml PE131</p>
		
<p>Chai nhựa PET -50ml PE132</p>	<p>Chai nhựa PET -90ml PE133</p>	<p>Chai nhựa PET -100ml PE134</p>
		
<p>Chai nhựa PET -200ml PE135</p>	<p>Chai nhựa PET -250ml PE136</p>	<p>Chai nhựa PET -500ml PE137</p>
		
<p>Chai nhựa PET -200ml PE141</p>	<p>Chai nhựa PET -250ml PE142</p>	<p>Chai nhựa PET -500ml PE143</p>
		
<p>Chai nhựa PET -50ml PE144</p>	<p>Chai nhựa PET -90ml PE145</p>	<p>Chai nhựa PET -100ml PE146</p>




**Chai nhựa PET -200ml
PE147**




**Chai nhựa PET -250ml
PE148**




**Chai nhựa PET -500ml
PE149**




**Chai nhựa PET -60ml
PE150**




**Chai nhựa PET -50ml
PE151**




**Chai nhựa PET -80ml
PE152**




**Chai nhựa PET -100ml
PE153**




**Chai nhựa PET -150ml
PE154**




**Chai nhựa PET -200ml
PE155**



Chai nhựa PET -50ml



Chai nhựa PET -60ml



Chai nhựa PET -70ml

PE156



PE157



PE158



**Chai nhựa PET – 250ml
PE159**

**Chai nhựa PET – 350ml
PE160**

**Chai nhựa PET – 250ml
PE161**



**Lọ nhựa PET 10ml
PE162**

**Lọ nhựa PET 5ml
PE163**

**Lọ nhựa PET 30ml
PE164**



**Pe047Lọ nhựa PET 50ml
PE165**

**Lọ nhựa PET 100ml
PE166**

**Lọ nhựa PET 150ml
PE167**



**Lọ nhựa PET 200ml
PE168**

**Lọ nhựa PET 250ml
PE169**

**Lọ nhựa PET 300ml
PE170**

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

Xuất xứ: Trung Quốc

Thành phần: Nhựa PET

Thể tích: 50ml,60ml,70ml,80ml, 90ml, 100ml, 150 ml, 200ml, 240ml,250ml,500ml,750ml,900ml,1000ml

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát

Nhà sản xuất: XUZHOU PENGXU GLASS PRODUCTS CO.,LTD

Địa chỉ: 1-117, A11 building OU BEI SHA internation Mall , XuZhou economic and technological Development Zone , Xuzhou , JiangSu , China

Thương nhân nhập khẩu và phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Công ty TNHH TM & SX Phúc Nguyên

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, tổ dân phố Trên, phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên

PHIẾU TEST SẢN PHẨM

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
 Quality Assurance and Testing Center 1
 Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
 Tel: 024 38361399 • Fax: 024 38361190 • Web: www.quatest1.com.vn
 Cơ sở 2: Khu CN Nam Thăng Long - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 Tel: 024 32191002 • Fax: 024 32191001



Số/No: 2019/1476/TN4/3

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- | | |
|---|--|
| 1. Tên mẫu thử/ Name of sample: | Chai/lo nhựa PET |
| 2. Khách hàng/ Customer: | Công ty TNHH TM & SX Phúc Nguyên |
| 3. Số lượng mẫu/ Quantity: | 03 chai |
| 4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: | 28/6/2019 |
| 5. Tình trạng mẫu/ Status of sample: | Mẫu trong túi nilon |
| 6. Thời gian thử nghiệm/ Test duration: | Từ ngày/ From: 28/6/2019 đến ngày/ To: 12/7/19 |

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Phương pháp thử Test methods	Mức QCVN 12- 1-11/BYT	Giới hạn phát hiện	Kết quả Results
1.	Hàm lượng Cd μg/g ^(*)	QCVN 12-1:2011/BYT	< 100	1,0	Không phát hiện
2.	Hàm lượng Pb μg/g ^(*)	"	< 100	1,0	Không phát hiện
3.	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm: ^(*)	QCVN 12-1:2011/BYT			
	1. 60°C, 30 phút, trong nước, μg/ml	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
	2. 60°C, 30 phút, trong axit acetic 4%, μg/ml	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
4.	Tổng kim loại nặng qui ra Pb (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong axit acetic 4%)	QCVN 12-1:2011/BYT	< 1,0	-	< 1,0
5.	Lượng KMnO ₄ sử dụng, μg/ml ^(*) (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong nước)	QCVN 12-1:2011/BYT	≤ 10	1,0	< 3,0

QCVN 12-1-11/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
 (*) chỉ tiêu được VILAS công nhận

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 HOÁ - THỰC PHẨM**

Đỗ Văn Thích

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019
 CT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.



Số/No: **2019/1476/TN4/3**

Trang/Page: **1/1**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

BẢN SAO

1. Tên mẫu thử/ *Name of sample*: **Chai/lọ nhựa PET**
 2. Khách hàng/ *Customer*: **Công ty TNHH TM & SX Phúc Nguyên**
 3. Số lượng mẫu/ *Quantity*: **03 chai**
 4. Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving*: **28/ 6 / 2019**
 5. Tình trạng mẫu/ *Status of sample*: **Mẫu trong túi nilon**
 6. Thời gian thử nghiệm/ *Test duration*: **Từ ngày/ From: 28 /6 /2019 đến ngày/ To: 12 / 7 /19**

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Phương pháp thử Test methods	Mức QCVN 12- 1:11/BYT	Giới hạn phát hiện	Kết quả Results
1.	Hàm lượng Cd $\mu\text{g/g}^{(*)}$	QCVN 12-1:2011/BYT	< 100	1,0	Không phát hiện
2.	Hàm lượng Pb $\mu\text{g/g}^{(*)}$	"	< 100	1,0	Không phát hiện
3.	Hàm lượng cặn khô: Điều kiện ngâm : 1. 60°C, 30 phút, trong nước, $\mu\text{g/ml}$	QCVN 12-1:2011/BYT	≤ 30	5,0	Không phát hiện
	2. 60°C, 30 phút, trong axit acetic 4%, $\mu\text{g/ml}$	"	≤ 30	5,0	Không phát hiện
4.	Tổng kim loại nặng qui ra Pb (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong axit acetic 4%) $\mu\text{g/ml}$	QCVN 12-1:2011/BYT	$\leq 1,0$	-	< 1,0
5.	Lượng KMnO ₄ sử dụng, $\mu\text{g/ml}^{(*)}$ (Điều kiện thử nghiệm: 60°C, 30 phút trong nước)	QCVN 12-1:2011/BYT	≤ 10	1,0	< 3,0

QCVN12-1:11/BYT- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa lỏng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

(*) chỉ tiêu được Vilas công nhận

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HOÁ - THỰC PHẨM**

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

GIÁM ĐỐC

CHỨNG THỰC ĐÓNG VỚI BẢN CHÍNH
31-10-2019
 Số: 5053/Quyển.01/TP/CC



PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Ngọc Châm

PHÓ CHỦ TỊCH
 Vũ Đức Hoàn

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer ...

BAI SAO

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom left of the page.



YÊN GIANG UNIVERSITY
ĐƯỜNG VOI BAI CHINH
3-1-10-2018